

SOLPH SOLUZIONI TAMPONE PH - REDOX

STANDARD Riferibilità N.I.S.T.

Flacone dosatore con comparto taratura incorporato

Confezioni da ml:		250	500	5000
pH 4,01 +/- 0,01 / 25°C	Rosso	51100033	51100133	51100233
pH 7,00 +/- 0,01 / 25°C	Verde	51100043	51100143	51100243
pH 9,00 +/- 0,02 / 25°C	Blu	51100053	51100153	51100253
pH 9,21 +/- 0,02 / 25°C	Blu	51100073	51100173	51100273
pH 10,01 +/- 0,02 / 25°C	Incolore	51100063	51100163	51100263



STANDARD ISO 9001 - DAKKS/DKD (equivalente ACCREDIA)

Confezioni da ml:		250 ml	500 ml
pH 4,01 +/- 0,01 / 25°C	Rosso	51300003	51300103
pH 7,00 +/- 0,01 / 25°C	Verde	51300013	51300113
pH 9,21 +/- 0,02 / 25°C	Blu	51300023	51300123
pH 10,01 +/- 0,02 / 25°C	Giallo	51300033	51300133



PROFESSIONAL Certificate ISO 9001 - INAB (equivalente ACCREDIA)

Soluzioni tampone di alta precisione, per misure estremamente accurate

Bottiglie da 500 ml	Incolore	Colorate
pH 1,677NBS +/- 0,010 / 20°C	12002083	
pH 4,000DIN +/- 0,010 / 20°C Rosso		12002053
pH 4,001NBS +/- 0,010 / 20°C	12002003	
pH 6,881NBS +/- 0,010 / 20°C	12002013	
pH 7,000DIN +/- 0,001 / 20°C Giallo		12002063
pH 7,429NBS +/- 0,010 / 20°C	12002023	
pH 9,225NBS +/- 0,010 / 20°C	12002033	
pH 10,000DIN +/- 0,010 / 20°C Blu		12002073
pH 10,062NBS +/- 0,010 / 20°C	12002043	



SOLUZIONI IN BUSTINE CON RIFERIBILITA' NIST

Confezione 1x20 bustine 25 ml

pH 4,01 +/- 0,01 / 25°C	51102013
pH 7,00 +/- 0,01 / 25°C	51102023
pH 10,01 +/- 0,02 / 25°C	51102043



SOLUZIONI RIEMPIMENTO-PULIZIA ELETTRODI PH

	Flaconi da:				Bustine	
	75 ml	100 ml	250 ml	500 ml	10 ml	25 ml
KCL 3M	32208003	-	-	32208013		
KCL 3M + AgCl	32208113	-	-	-		
1M LiCl in alcool etilico	-	12005033	-	-		
Glycerin-Kcl	32208023	-	-	-		
KNO3 1M (elettrodo standard Ag)	32208033	-	-	-		
Pulizia diaframmi (tiourea con HCl)	32208073	-	32208103	-		
Pulizia proteine (pepsina con HCl)	32208063	-	32208093	-		
Rigenerazione elettrodi pH	32208083	-	-	-		
Conservazione elettrodi	32208043	-	-	32208053	51102083	
Acqua distillata bustine 25 ml						51102093

SOLUZIONI TAMPONE STANDARD REDOX

Soluzioni tampone fornite con certificato di analisi.

Flaconi da:	250 ml	500 ml	tanica 5 lt.
200 mV +/- 5mV @ 25°C	51100303	-	-
475 mV +/- 5mV @ 25°C	51100313	51100323	-
650 mV +/- 5mV @ 25°C	-	-	51100333



SATEMA

13856 VIGLIANO B.SE - Via Milano, 395

Tel. +39 015811102 - Fax 0158853029

Mail: info@satema.it

<http://www.satema.it>